

- Paralel Pinler
- Boyun Açıcılar
- Round Frez
- İşaretleme Frez
- Frez Uzatma

- 2.3 Başlangıç Frez
- 2.7 Başlangıç Frez
- 3.4 Final Frez
- 3.8 Final Frez
- 4.2 Final Frez
- 4.8 Final Frez



- Anguldruva uyumlu implant taşıma anahtarı.

- 3.4 - 3.8 - 4.2 - 4.8 Yiv Açıcı
- Locator Anahtarı
- Ball Anahtar
- Raşet Uyumlu 1.25 Hex Anahtarı
- Raşet Uyumlu İmplant Taşıma Anahtarı



İmplant bölgesine diş açmak için kılavuzla kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve iki yönlü bir alettir, implantları torklamak için kullanılabilir.

TORK AYARLI RAŞET

Ref No. 180/0001