

Sinüs tabanı yükselmesi için osteotomlar, diş hekimlerine maksilladaki dikey kemik yetersiz olduğunda sinüs tabanını implant çapına göre yükseltme imkanı sunar. Kemik yoğunlaşması için osteotomlar, kemiğin radyal takviyesi yoluyla süngersi kemikte implantın gelişmiş primer stabilitesine ulaşma imkânı sağlar.



DIŞ BÜKEY

D	REF NO.
3.4	270/0004



İÇ BÜKEY

D	REF NO.
3.4	270/0012



DIŞ BÜKEY

D	REF NO.
3.8	270/0005



İÇ BÜKEY

D	REF NO.
3.8	270/0013



DIŞ BÜKEY

D	REF NO.
4.2	270/0006



İÇ BÜKEY

D	REF NO.
4.2	270/0014



DIŞ BÜKEY

D	REF NO.
4.8	270/0007



İÇ BÜKEY

D	REF NO.
4.8	270/0015



DIŞ BÜKEY

D	REF NO.
3.4	270/0000



İÇ BÜKEY

D	REF NO.
3.4	270/0008



DIŞ BÜKEY

D	REF NO.
4.2	270/0002



İÇ BÜKEY

D	REF NO.
4.2	270/0010

METAL SET KUTUSU



DIŞ BÜKEY

D	REF NO.
3.8	270/0001



İÇ BÜKEY

D	REF NO.
3.8	270/0009



DIŞ BÜKEY

D	REF NO.
4.8	270/0003



İÇ BÜKEY

D	REF NO.
4.8	270/0011